

Bis zu 12 Größen in jeweils 2 Variationen machen die Auswahl der passenden Sohle leicht:

<b>Rund</b>	<b>Oval</b>	<b>Therapie</b>	<b>Sport</b>	<b>Freizeit</b>
8 x 8	8 x 7,3	x		x
9 x 9	9 x 8,3	x		x
10 x 10	10 x 9,3	x		x
11 x 11	11 x 10,3	x	x	x
12 x 12	12 x 11,3	x	x	x
13 x 13	13 x 12,3	x	x	x
14 x 14	14 x 13,3	x	x	x
15 x 15	15 x 14,3	x	x	x
16 x 16		x	x	
17 x 17		x	x	
18 x 18		x	x	
19 x 19		x	x	

**X = in dieser Größe und Variante erhältlich**

Orientieren Sie sich an der Größe Ihrer Hufschuhe. Die myFREEDM Sohle soll komplett in der Hufschuhsohle liegen und auf diese Weise den Pferdehuf zuverlässig vollflächig unterstützen.

Schablonen als PDF zum Herunterladen, Ausschneiden und Einlegen in Ihre Hufschuhe helfen bei der Größenbestimmung. Sie sind auf unserer Homepage [myfreedm.de](http://myfreedm.de) zu finden.

Sollten Sie die myFREEDM Sohlen zuschneiden müssen, gehen Sie vorsichtig vor: Lassen Sie zunächst lieber etwas zu viel Überstand. Die myFREEDM Sohlen setzen sich möglicherweise noch etwas in die Hufwölbung. Nach den ersten Tragezeiten kann noch besser nachgeschnitten werden.

Der Zuschnitt gelingt am besten mit einer guten Schere. Bitte machen Sie keine Kerben oder Einschnitte, die Haltbarkeit der myFREEDM Sohlen leidet darunter.

Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung per E-Mail oder telefonisch:

**Huftechnikerin Christiane Herrmann**  
**[beratung@myfreedm.de](mailto:beratung@myfreedm.de)**  
**0157 37545724**

Hufschuhmodelle und eine ungefähre Größenorientierung für die passenden myFREEDM Sohlen finden Sie auf den folgenden Seiten (dient nur zur Orientierung der am nächstgelegenen Größe):

### Equine Fusion Standard

8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	

### Equine Fusion Slim

8 S	8 oval	
9 S	9 oval	
10 S	10 oval	
11 S	11 oval	
12 S	12 oval	
13 S	13 oval	
14 S	14 oval	
15 S	15 oval	
16 S	16 rund	

### Renegades

00	12 oval	
0	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
1	13 oval	
2	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
2W	14 oval	
2WW	14 rund	
4WW	16 rund	Zuschnitt evtl. nötig

### Renegade Viper

120 x 110	12 oval	
125 x 115	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
125 x 120	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
125 x 125	13 rund	Zuschnitt evtl. nötig
130 x 120	13 oval	
135 x 125	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
135 x 130	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
135 x 135	14 rund	Zuschnitt evtl. nötig
140 x 130	14 oval	
140 x 135	14 rund	Zuschnitt evtl. nötig
140 x 140	14 rund	
145 x 145	15 rund	Zuschnitt evtl. nötig
150 x 150	15 rund	

### Scoot Boots

Mini 00	8	
Mini 0	9	
Mini 1	9	
Mini 2	10	
Mini 3	11 oval	
00	11	Zuschnitt evtl. nötig
0	12 oval	Zuschnitt evtl. nötig
1	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
2	13	Zuschnitt evtl. nötig
3	13	Zuschnitt evtl. nötig
4	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
5	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
6	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
7	16	Zuschnitt evtl. nötig
8	16	Zuschnitt evtl. nötig
9	17	Zuschnitt evtl. nötig
10	17	Zuschnitt evtl. nötig
11	18	Zuschnitt evtl. nötig

### Scoot Boots Slim

0	11	
1	11	
2	12	
3	12	
4	13	
5	13	
6	14	
7	14	

### Flex Hoof Boots

80	9	
90	10	
100	11	
110	12	
120	13	
130	14	
140	15	
150	16	

### Swiss Galoppers

SG3	12 oval	
SG4	13 oval	
SG5	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
SG6	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
SG7	15	
SG8	16	Zuschnitt evtl. nötig

### Swiss Galoppers

SG3L	12 oval	Je nach Einstellung
SG4L	13 oval	Je nach Einstellung
SG5L	14 oval	Je nach Einstellung
SG6L	15 oval	Je nach Einstellung
SG7L	15	Je nach Einstellung
SG8L	16	Je nach Einstellung

### Easyboot Glove (+ Backcountry)

00	11 oval	
00.5	11 oval	
0	12 oval	
0.5	12 oval	
1	12	
1.5	13 oval	
2	13 oval	
2.5	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
3	14 oval	
3.5	14	
4	15 oval	
4.5	15 oval	
5	16 oval	Zuschnitt evtl. nötig
0 W	12	
0.5 W	12	
1 W	13	Zuschnitt evtl. nötig
1.5 W	13	
2 W	13	
2.5 W	14	
3 W	14	

### Old Mac's G2

0	11	
1	12 oval	
2	12	
3	13 oval	
4	13	
5	14 oval	
6	14	
7	15 oval	
8	15	
9	16	Zuschnitt evtl. nötig
10	16	
11	17	
12	18	

### Floating Boots

P00	12 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P0	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P1	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P2	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P2w	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P3	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
P3w	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
2 W	13	Zuschnitt evtl. nötig
2.5 W	14	Zuschnitt evtl. nötig
3 W	14	Zuschnitt evtl. nötig

### Floating Boots

M00	12 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M0	12 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M1	13 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M2	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M2w	14 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M3	15 oval	Zuschnitt evtl. nötig
M3w	15	Zuschnitt evtl. nötig